


Sistema de assento



INSTRUÇÕES PARA UTILIZAÇÃO **PT**

Sedeo Pro

SEDEO

9011652A

Sedeo Pro

© 2016 Sunrise Medical

Todos os direitos reservados.

A informação deste documento não pode ser reproduzida e/ou publicada em qualquer forma, por impressão, impressão fotográfica, em microfilme ou em qualquer outro formato (eletrônico ou mecânico) sem a autorização escrita prévia da Sunrise Medical.

A informação fornecida baseia-se nos dados gerais relativos ao fabrico conhecido à data da publicação deste manual. A Sunrise Medical tem uma política de melhoria contínua e reserva-se o direito a efetuar alterações e modificações.

A informação fornecida é válida para o produto na sua versão padrão. Assim, a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer danos resultantes das especificações do produto diferentes da configuração padrão. As ilustrações incluídas neste manual podem ser diferentes da configuração do seu produto.

A informação disponibilizada foi preparada com toda a diligência possível, mas a Sunrise Medical não pode ser responsabilizada por quaisquer erros contidos na informação ou pelas consequências dos mesmos.

A Sunrise Medical não assume qualquer responsabilidade por prejuízos resultantes de trabalhos executados por terceiros.

Segundo a legislação relativa à proteção de nomes comerciais, os nomes, nomes comerciais, marcas comerciais, etc. utilizados pela Sunrise Medical não podem ser considerados como estando disponíveis.

Índice

1	Introdução	6
1.1	Este manual	6
1.2	Para mais informações	6
1.3	Símbolos utilizados neste manual	6
2	Segurança	7
2.1	Temperatura	7
3	Descrição geral	8
3.1	Descrição do produto Sedeo Pro	8
4	Utilização	9
4.1	Ajuste do sistema de assento (pelo utilizador/acompanhante)	9
4.2	Entrar e sair da cadeira de rodas (manobra para a frente)	12
4.3	Entrar e sair da cadeira de rodas (manobra lateral)	13
4.4	Opções/acessórios	13
5	Definições	15
5.1	Profundidade do assento	15
5.2	Largura do assento	15
5.3	Ângulo do encosto	16
5.4	Altura do encosto	16
5.5	Apoio para as pernas padrão e de elevação manual	16
5.6	Placa para os pés (assentos de pequena/grande largura)	17
5.7	Apoio para as pernas de elevação manual	18
5.8	Apoio para perna central	18
5.9	Apoio para as pernas central de elevação elétrica	19
5.10	Estrutura dos apoios para os braços	21
5.11	Ajustar o centro de gravidade	25
5.12	Apoio de cabeça	25
5.13	Suporte do controlador fixo / retrátil	26
5.14	Apoio de retenção	27
5.15	Encosto com correias ajustáveis - flexível	28
5.16	Apoio torácico	28
5.17	Apoio para as coxas	29
5.18	Prender a correia pélvica	30
5.19	Encosto de terceiros	31
7	Manutenção	36
7.1	Limpeza do forro	36
8	Solução de problemas	37
9	Especificações técnicas	38
9.1	Declarações e requisitos CE	38
9.2	Informação técnica	38

10	Etiquetas	41
	10.1 Indicações no sistema de assento	41
11	Provisões da garantia.....	42

1 Introdução

1.1 Este manual

Este manual de utilizador irá ajudá-lo a utilizar e a manter o seu sistema de assento em segurança. Este manual de utilizador complementa o manual de utilizador geral da cadeira de rodas Sunrise Medical. Quando necessário, este manual de utilizador mencionado outros manuais da seguinte maneira:

-  Cadeira de rodas: Consulte o manual de utilizador geral da cadeira de rodas.
-  Controlador: Consulte o manual de utilizador do controlador (só aplicável a cadeiras de rodas elétricas).

Leia este manual de utilizador e os outros manuais de utilizadores mencionados cuidadosamente antes de utilizar o produto.

Se um dos manuais de utilizador não for fornecido com a sua cadeira de rodas, contacte imediatamente o fornecedor.

Para além deste manual de utilizado, há também um manual de serviço para especialistas qualificados.

Se tiver algum problema para visualizar, este documento está em formato PDF em www.SunriseMedical.eu ou, alternativamente, está disponível mediante pedido em texto de maior tamanho.

1.2 Para mais informações

Contacte o nosso fornecedor local e autorizado Sunrise Medical se tiver questões sobre a utilização, manutenção ou segurança da sua cadeira de rodas. No caso de não existir fornecedor autorizado na sua área ou se tiver quaisquer questões, pode contactar a Sunrise Medical por escrito ou por telefone.

Para mais informações sobre os avisos de segurança do produto e recolhas do produto, visite www.SunriseMedical.eu

1.3 Símbolos utilizados neste manual

Nota!

Assinalar possíveis problemas ao utilizador.

⚠ Cuidado!

Sugestão para o utilizador evitar danificar o produto.

⚠ Aviso!

Avisos para o utilizador evitar lesões pessoais.

O não cumprimento destas instruções podem causar o risco de lesões físicas, de danos neste produto ou criar um risco para o ambiente!

Símbolos nas ilustrações

Cada ilustração inclui ícones e numeração para indicar o que deve ser feito e a sequência correta.



Desapertar com o parafuso de orelhas em uma volta



Apertar com o parafuso de orelhas em uma volta



Desapertar com Torx com uma volta



Apertar com Torx com uma volta



Passo 1, 2 etc.

Uma seta, como parte de uma ilustração, indica que o componente em questão se move ou deve ser movido na direção indicada.

2 Segurança

⚠ Aviso!

Siga sempre as instruções apresentadas junto dos símbolos de aviso! O não cumprimento destas instruções podem causar o risco de lesões físicas, de danos nesta cadeira de rodas ou criar um risco para o ambiente! Sempre que possível, os símbolos de aviso foram inseridos nos parágrafos aplicáveis.

Cuidado quando afastar/dobrar peças para cima. O contacto com peças móveis deve ser evitado.

⚠ Cuidado!

Partes da cadeira de rodas foram criadas para serem removidas sem ferramentas, para manutenção ou reparação, (por exemplo, apoio para os braços, apoio para as pernas) e se forem removidas ou não instaladas na posição correta, podem afetar negativamente o suporte do utilizador.

2.1 Temperatura

⚠ Aviso!

Evite expor a cadeira de rodas à luz do sol durante longos períodos de tempo. Algumas partes da cadeira de rodas, como o assento, o encosto e a estrutura do apoio para os braços, podem aquecer se expostas ao sol durante muito tempo. Isto pode causar queimaduras ou irritação da pele.

3 Descrição geral

3.1 Descrição do produto Sedeo Pro

A cadeira de rodas está equipada com um sistema de assento Sedeo Pro. O sistema de assento Sedeo Pro oferece excelente apoio para a cabeça, tronco, braços e pernas. O máximo apoio do corpo garante a máxima independência do utilizador da cadeira de rodas.

A cadeira de rodas deve ser ajustada por um especialista qualificado. A configuração incorreta pode ter consequências negativas para a postura sentada.

⚠ Cuidado!


Estude cuidadosamente este manual antes de utilizar o sistema de assento.

Ferramentas fornecidas

Uma chave Torx T30 é fornecida com o sistema de assento. Podem ser utilizadas por um profissional para ajustar todas as configurações do sistema de assento. A chave Torx T30 (A) encontra-se na estrutura na posição indicada na figura 1.

⚠ Nota!

Há marcas de calibragem em várias partes do sistema de assento. As configurações da fábrica estão indicadas.



4 Utilização

4.1 Ajuste do sistema de assento (pelo utilizador/acompanhante)

Reclinar manualmente o encosto (pelo acompanhante)

1. Aperte (A).
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.

Nota!

Mantenha apertado (A).

3. Liberte (A).

Reclinar manualmente o encosto (pelo utilizador)

1. Aperte (A).
2. Incline-se para a frente ou para trás para ajustar (B) para a posição pretendida.

Nota!




Mantenha apertado (A).

3. Liberte (A).

Elevar manualmente o ângulo de joelho dos apoios para as pernas


O ângulo de conforto de cada apoio para as pernas pode ser ajustado independentemente um do outro.

1. Empurre o manípulo (B) para a frente.
2. Levante a sua perna.
3. Liberte o manípulo quando atingir a posição pretendida.



Ângulo central de joelho dos apoios para as pernas


1. Desaperte (A) em um quarto de volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Sedeo g 26


Mover o suporte do controlador para dentro

1. Empurre (A) para dentro até ouvir um clique.



Afastar o suporte do controlador

1. Empurre (A) para fora até ouvir um clique.




Nota!

Se mover o suporte do controlador para trás poderá encostar-se a uma mesa. É possível continuar a utilizar todas as funcionalidades do controlador.

Altura da pega para empurrar

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




Barra de empurrar de ângulo ajustável

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

⚠ Aviso!

Não utilize a barra para empurrar para inclinar toda a cadeira para trás (para subir um passeio, por exemplo).

A barra para empurrar não é adequada para tal utilização.




Apoio para braços com hemiplegia

1. Puxe (A) para fora da posição de fixação e rode (B) para a posição pretendida.

Nota!

Certifique-se de que (B) está firmemente preso!



4.2 Entrar e sair da cadeira de rodas (manobra para a frente)

⚠ Aviso!

Não se apoie nas placas para os pés. Se fizer força com todo o seu peso nas placas para os pés poderá danificar a cadeira de rodas e criar situações de risco, incluindo a queda da cadeira de rodas.

Apoios para pernas móveis


1. Dobre os apoios para os pés (A) para cima
2. Mova as placas para as barrigas das pernas (B) para o lado (se aplicável)
3. Se possível, empurre (C) para trás e mova os apoios para pernas (D) para o lado.
4. Sente-se na cadeira

Dobrar a placa para os pés do apoio de pernas central para cima


1. Levante (A).

Dobrar a placa para os pés do apoio de pernas central eletricamente

1. Levante (A).



Sedeo g 14



4.3 Entrar e sair da cadeira de rodas (manobra lateral)

Nota!

É necessário afastar algumas versões do controlador.

Remover a estrutura do apoio para os braços

1. Incline (A) para baixo.
2. Remova (B).

Dobrar a estrutura dos apoios para os braços para trás



1. Prima (A).
2. Dobre (B) para trás.

⚠ Cuidado!

Remova o tabuleiro antes de dobrar a estrutura do apoio para os braços para trás.

⚠ Aviso!

Não se apoie no apoio para os braços quando este estiver dobrado para trás.




4.4 Opções/acessórios

Remover/posicionar o encosto para a cabeça

1. Levante (A).
2. Faça deslizar (B) para fora ou pra dentro de (C).
3. Empurre (A) para baixo.

Nota!

Faça sempre deslizar o encosto da cabeça até parar no suporte.



Dobrar o apoio de retenção para baixo


1. Puxe (A) para fora da posição de fixação e dobre para baixo (B).
2. Liberte (A).

Dobrar o apoio de retenção para cima


3. Puxe (A) para fora da posição de fixação e dobre para cima (B).
4. Liberte (A) na posição de fixação.

Nota!


Certifique-se de que (B) está firmemente preso!

**Dobrar o apoio do tórax para trás**

1. Prima (A) para dobrar (B) para trás.

**Remover o apoio para as coxas**

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Remova (B).



5 Definições

Não existe o utilizador padrão da cadeira de rodas. Esta é a razão pela qual os sistemas de assento Sunrise Medical podem ser ajustados de acordo com as necessidades específicas do utilizador.

Aqui, fazemos a distinção entre as configurações do sistema de assento e as opções de ajuste do sistema de assento. As definições são feitas só uma vez e devem ser feitas por especialistas qualificados, exceto quando indicado o contrário. As opções de ajuste são feitas pelo utilizador. Estas opções de ajuste não requerem ferramentas.

Nota!

Há marcas de calibragem em várias partes do sistema de assento. As configurações da fábrica estão indicadas.

5.1 Profundidade do assento

Ajustamento do encosto


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Ajuste do sistema de assento


1. Remova o assento (veja "Utilização - Reduzir o tamanho do sistema de assento para transporte").
2. Remova os parafusos (B).
3. Mova (C) e (D).
4. Aperte os parafusos (B).
5. Reponha o assento (veja "Utilização - Preparar o sistema de assento após o transporte").

5.2 Largura do assento


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Sedeo i 48




Sedeo i 49




5.3 Ângulo do encosto

1. Rode (A) para ajustar (B).



5.4 Altura do encosto


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



5.5 Apoio para as pernas padrão e de elevação manual

Largura do apoio para as pernas

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




Comprimento da perna

1. Desaperte o parafuso (A) em algumas voltas com uma chave Allen de 4 mm.
2. Faça deslizar a placa para os pés (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A) firmemente.

⚠ Cuidado!

Certifique-se de que há espaço suficiente sob (B) para a cadeira de rodas passar pelos obstáculos.



Ângulo da placa para os pés

1. Desaperte o parafuso de cabeça sextavada (A) em algumas voltas.
2. Ajuste o ângulo da placa para os pés (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A) firmemente.

5.6 Placa para os pés (assentos de pequena/grande largura)



Profundidade da placa para os pés

A placa para os pés é fixa assimetricamente. As placas para os pés esquerda e direita podem ser trocadas.

1. Desaperte os parafusos (A) com uma chave Allen de 4 mm.
2. Remova a placa para os pés juntamente com o perfil.
3. Faça deslizar a placa para os pés na barra superior do apoio para as pernas.
4. Aperte os parafusos (A) firmemente.

⚠ Cuidado!

Certifique-se de que as rodas giratórias não tocam nas placas para os pés quando manobrar. Se for este o caso, deve chegar os apoios para as pernas para a frente. Deve haver um espaço de, pelo menos, 1 cm entre as rodas giratórias e as placas para os pés.



5.7 Apoio para as pernas de elevação manual

Altura da almofada para a barriga das pernas


1. Desaperte os parafusos Allen (A) em algumas voltas com uma chave Allen de 4 mm.
2. Faça deslizar a almofada para a barriga das pernas (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A) firmemente.

Profundidade da almofada para a barriga das pernas

4. Desaperte (B) em algumas voltas
5. Faça deslizar a almofada para a barriga das pernas (B) para a posição pretendida.
6. Aperte (B) firmemente.

Largura da almofada para a barriga das pernas

7. Desaperte (C) na parte de trás de (D) em algumas voltas
8. Faça deslizar a almofada para a barriga das pernas (B) para a posição pretendida.
9. Aperte (C) firmemente.



5.8 Apoio para perna central

Comprimento da perna

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

⚠ Cuidado!


Certifique-se de que há espaço suficiente sob (B) para a cadeira de rodas passar pelos obstáculos.

Ângulo do Joelho


1. Desaperte (A) em duas voltas.
2. Ajuste (B) para o ângulo pretendido.
3. Aperte (A) em duas voltas.

⚠ Cuidado!

Altere a altura ou ângulo de joelho se a placa para os pés tocar nas rodas giratórias.




Sedeo i 19



Sedeo i 20


Ângulo do tornozelo

1. Levante (A).
2. Rode (B) para ajustar o ângulo do tornozelo como pretendido.
3. Dobre (A) para baixo.



Altura da almofada para a barriga das pernas

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




5.9 Apoio para as pernas central de elevação elétrica

Comprimento da perna

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).


⚠ Cuidado!

Certifique-se de que há espaço suficiente sob (B) para ajustar o ângulo de joelho (apoio para as pernas extensível) e para passar pelos obstáculos.




Ângulo do tornozelo


1. Levante (A).
2. Rode (B) para ajustar o ângulo do tornozelo como pretendido.
3. Dobre (A) para baixo.

**Altura da almofada para a barriga das pernas (1)**

1. Reduza o comprimento da perna
2. Desaperte (A) (2x)
3. Ajuste (B) para a altura pretendida e mova (A) para os orifícios superiores/inferiores (C)
4. Aperte (A) (2x)


**Altura da almofada para a barriga das pernas (2)**

1. Desaperte (A)
2. Ajuste (B) para a altura pretendida e mova (A) para o orifício superior/inferior.
3. Aperte (A)




Largura da almofada para a barriga das pernas

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Profundidade da almofada para a barriga das pernas

1. Desaperte (A)
2. Ajuste (B) para a profundidade pretendida e mova (A) para o orifício correspondente.
3. Aperte (A)




5.10 Estrutura dos apoios para os braços

Altura do apoio de braços

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Nota!

Certifique-se de que os braços estão bem apoiados, com os ombros empurrados para trás.




Profundidade dos apoios para os braços

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Nota!


Posicione o apoio para os braços mais para trás para obter mais espaço para entrar e sair da cadeira.



Sedeo i 24

Profundidade da almofada do apoio para os braços

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).




Sedeo i 25

Largura do apoio para os braços, com ou sem suporte do controlador


Para remover:

1. Desaperte (A).
2. Remova (B).




Sedeo i 31

3. Se aplicável, aperte (C) em uma volta.
4. Remova (D), se aplicável.



5. Desaperte (E) em uma volta.
6. Remova (F).




Para posicionar:


1. Faça deslizar (A) juntamente com (B) ou (C) para (D).

Nota!

Certifique-se de que a saliência do bloco do terminal encaixa na abertura




2. Ajuste a profundidade de (A) e aperte (E).
3. Posicione o suporte do controlador.
4. Posicione o apoio para os braços.




Mudar o ângulo do apoio para os braços

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Incline (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Altura do painel lateral

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



5.11 Ajustar o centro de gravidade

⚠ Aviso!


Se alterar o centro de gravidade da cadeira de rodas pode afetar negativamente as características de condução da cadeira de rodas e/ou a respetiva estabilidade dinâmica. Esse tipo de ajustes só deve ser feito por profissionais.

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a frente ou para trás.
3. Aperte (A).

Nota!

Se a distribuição do peso do utilizador for mediana, o centro de gravidade deverá ser ajustado para a mesma configuração da profundidade do assento.


Para melhor fazer deslizar, liberte o ajuste da profundidade do assento



5.12 Apoio de cabeça


Altura do apoio para a cabeça

1. Levante (A).
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Empurre (A) para baixo.



Ajustar a configuração de memória

1. Desaperte (C) em uma volta.
2. Faça deslizar (D) tão para baixo quanto possível.
3. Aperte (C).




Posição do apoio para a cabeça


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Ajuste (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Nota!


Corrija a altura do apoio para a cabeça e a inclinação da almofada do apoio, se necessário.

**Largura da almofada do apoio para a cabeça**

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).


**5.13 Suporte do controlador fixo / retrátil****Profundidade**

1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



Altura (1)


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).



56

Altura (2)

1. Desaperte (C) em uma volta.
2. Faça deslizar (D) para a posição pretendida.
3. Aperte (C).




57

5.14 Apoio de retenção**Ajuste o apoio de retenção da seguinte maneira:**

1. Desaperte o parafuso Torx.
2. Ajuste a peça para a posição pretendida.
3. Aperte o parafuso Torx.

A/a. Ajustamento da altura.

B/b. Ajustamento de profundidade.




58

5.15 Encosto com correias ajustáveis - flexível

Os lados do encosto com correias ajustáveis podem ser ajustados da seguinte maneira:

1. Desaperte os quatro parafusos Torx.
2. Ajuste os lados a posição pretendida.
3. Aperte os quatro parafusos Torx.

A/a. Ajustamento do Ângulo.




5.16 Apoio torácico

Ajuste o apoio torácico da seguinte maneira:

1. Desaperte o parafuso Torx.
2. Ajuste a peça para a posição pretendida.
3. Aperte o parafuso Torx.


A/a. Ajuste aproximado da largura

B/b. Ajuste da altura




A/a. Ajuste da profundidade do suporte

B/b. Ajuste da profundidade da almofada



- A/a. Ajuste do ângulo da almofada
 B/b. Ajuste preciso da largura




5.17 Apoio para as coxas

Ajuste o apoio para as coxas da seguinte maneira:

1. Desaperte o parafuso Torx.
2. Ajuste a peça para a posição pretendida.
3. Aperte o parafuso Torx.


- A/a. Ajuste da profundidade
 B/b. Ajuste da largura



- A/a. Ajuste da altura
 B/b. Ajuste da configuração de memória
 C/c. Ajuste da posição do suporte
 D/d. Ajuste da posição da almofada

Sugestão!


O ajusto da altura pode ser fixado com a configuração de memória.



5.18 Prender a correia pélvica


Prender a peça de deslizamento

1. Desaperte 2x (A) e remova (A) das peças de deslizamento do lado esquerdo e direito.
2. Coloque (B) nas peças de deslizamento e aperte na posição pretendida.
3. Posicione 2 x (A) novamente nas peças de deslizamento e aperte (A).



Fixar a estrutura do assento

1. Prenda (A) à estrutura do assento com um parafuso à esquerda e à direita.




⚠ Aviso!


Certifique-se de que o cinto pélvico está ajustado para o utilizador da cadeira de rodas. O cinto deve adaptar-se confortavelmente ao longo das ancas a um ângulo aproximado de 45°.

Certifique-se de que o cinto está sempre limpo e que o mecanismo de retenção funciona corretamente. O cinto e mecanismo de retenção devem ser limpos com um pano húmido.

Se a correia ficar posicionada sobre as ancas e ao longo da zona mole da barriga do utilizador, isto pode dar azo a uma postura incorreta e o utilizador pode ficar descaído no assento.

Nunca utilize o cinto pélvico como cinto de segurança quando utilizar um transporte.





5.19 Encosto de terceiros

Largura do assento


1. Desaperte (A) em uma volta.
2. Faça deslizar (B) para a posição pretendida.
3. Aperte (A).

Profundidade do assento

Veja 5.1 Profundidade do assento.

Ajustar o centro de gravidade

Veja 5.9 Ajustar o centro de gravidade



⚠ Aviso!

A estabilidade da cadeira de rodas é influenciada pelo ajuste do centro de gravidade do sistema de assento. Esse tipo de ajustes só deve ser feito por profissionais.

6 Transporte

6.1 Redução do tamanho do sistema de assento para transporte


- B. Assento (2,5 kg)
- C. Encosto (2,5 kg)
- D. Estrutura dos apoios para braços (2 kg)
- E. Apoios de pernas (1,7 kg)
- F. Apoio de cabeça (1,3 kg)

⚠ Aviso!

O tamanho da cadeira de rodas pode ser reduzido para transporte sem passageiros. Quaisquer componentes do sistema de assento que podem ser removidos facilmente devem sê-lo. Guarde esses componentes em local seguro para não causarem lesões ou danos ou para não ficarem danificados.


Remover o assento

1. Puxe (A) para cima e para a frente.



Remover almofada traseira

1. Rode (A) e (B).
2. Do fundo, puxe (C) para a frente e para cima e remova.



Dobrar o encosto totalmente para a frente

1. Desaperte (A).


Nota!

Não remova (A).

2. Dobre (B) completamente para a frente.


Nota!

Se necessário, remova primeiro a almofada traseira e/ou as estruturas dos apoios para os braços.


**Remover o apoio para a perna retrátil**

1. Desaperte a cinta para a barriga da perna.
2. Empurre a lingueta (A) para trás para desbloquear o apoio para a perna.
3. Mova o apoio para a perna para fora.
4. Remova o apoio para a perna (B) do seu suporte, levantando-o.

Deverá ouvir um clique quando reposicionar o apoio para a perna. Isto indica que o apoio para a perna foi fixado.

**Remover a estrutura do apoio para os braços**


1. Incline (A) para baixo.
2. Remova (B).



6.7 Configurar o sistema de assento após o transporte


Posicionar a estrutura do apoio para os braços

1. Faça deslizar (A) para (B).
2. Empurre (C) para cima.



Posicionar o encosto para utilização

1. Dobre (A) para cima e para trás.
2. Aperte (B).




Posicionamento da almofada traseira

1. Enganche (A) por trás de (B).
2. Rode (C).

⚠ Cuidado!

Certifique-se de que a almofada traseira está firme na sua posição (manípulos para cima).




Posicionar o assento

1. Faça deslizar (A) e (B) para (C) e (D).
2. Empurre (E) para baixo.

⚠ Cuidado!

Certifique-se de que (A) e (B), na parte traseira do assento, ficam enganchados sob as cabeças dos parafusos.



7 Manutenção

Recomendamos que a sua cadeira de rodas seja inspecionada pelo seu fornecedor uma vez por ano ou, em caso de utilização intensiva, uma vez a cada seis meses.

7.1 Limpeza do forro

Limpe o forro com um pano húmido e sabão doméstico. Depois, seque as peças com um pano suave.

Peças PU

Limpe os apoios para os braços, almofadas laterais, etc. com um pano húmido e sabão doméstico. Depois, seque as peças com um pano suave.

Forro da almofada do assento e do encosto

Siga as instruções de limpeza das capas:

Para a capa de incontinência, veja a figura 80
 Borracha elástica - Poliamida de reforço - Poliuretano de revestimento
 Sellaskin - Poliéster de reforço - PVC de revestimento

Instruções de manutenção - Não utilize materiais de limpeza que contenham solventes

Para a capa de conforto, veja a figura 81.
 Tecido elástico - 35% de poliéster 65% Dioleen Safe - Poliuretano de revestimento
 Sellaskin - Poliéster de reforço - PVC de revestimento

Instruções de manutenção - Não utilize materiais de limpeza que contenham solventes

⚠ Aviso!

Não utilize produtos solventes orgânicos, como diluentes, benzina ou álcool.

Não limpe o forro com produtos químicos.
 Não passe o forro a ferro ou seque numa máquina de secar.



8 Solução de problemas

Se ocorrer um problema com o seu sistema de assento, contacte o seu fornecedor.

9 Especificações técnicas

9.1 Declarações e requisitos CE



O produto está conforme as provisões da Diretiva de Equipamento Médico e tem a marca CE.

O produto também respeita os seguintes requisitos e normas. Isto foi verificado por organizações de testes independentes.

1. Norma EN 12183 (2009) Cadeiras de rodas manuais ou EN 12184 (2009) Cadeiras de rodas elétricas.
2. ISO 7176-8 Requisitos para força de impacto, estática e de fadiga.
3. ISO 7176-9 Testes climáticos para cadeiras de rodas e scooters elétricas.
4. ISO 7176-16 Requisitos para resistência à ignição das partes forradas.
5. ISO 7176-19 Teste de colisão.
6. EN-ISO 10993-5 (1999-11) Avaliação biológica de equipamento médico.
7. EN 1021 1.2 Avaliação da inflamabilidade das peças forradas. Fonte de ignição: equivalente a cigarro aceso/chama de fósforo.

9.2 Informação técnica

Descrição	Unidade	Valores
Sistema de assento		
Peso do Utilizador	kg	160
Largura do assento	mm	400 - 540
Largura do assento (opção)	mm	520 - 680
Profundidade do assento	mm	440 - 600
Ponto de gravidade	mm	95
Assento		
Posição da profundidade da almofada do assento	mm	-20 / 0 / +20
Encosto		
Altura do encosto	mm	500 - 640
Ângulo do encosto	°	89 - 128
Reclinação do encosto (opção)	°	89 - 128
Apoio de braços		
Largura da almofada do apoio para os braços	mm	-20 / 0 por lado
Altura da almofada do apoio para os braços	mm	-170 - 290
Altura da almofada do apoio para os braços (opção)	mm	270 - 390
Profundidade dos apoios para os braços	mm	80
Ângulo da almofada do apoio para os braços	°	0 - 15
Profundidade da almofada do apoio para os braços, lado do suporte do controlador	mm	50
Profundidade da almofada do apoio para os braços, lado que não do suporte do controlador	mm	160
Apoio lateral		
Altura da almofada lateral	mm	65

Descrição	Unidade	Valores
Apoio para perna central		
Comprimento inferior da perna (com almofada de assento comprimida)	mm	350 - 515
Ângulo do joelho*	°	30 - 110
Ângulo do tornozelo	°	+20 até -40
Altura do apoio central para a barriga da perna (opção)	mm	120
Apoio central para as pernas de elevação manual		
Comprimento inferior da perna (com almofada de assento comprimida)	mm	385 - 550
Ângulo do joelho*	°	30 - 110
Ângulo do tornozelo	°	+20 até -40
Altura do apoio de gêmeos	mm	120
Largura do apoio lateral no apoio de gêmeos	mm	0 - 100
Apoio para as pernas central de elevação elétrica		
Comprimento inferior da perna (com almofada de assento comprimida)	mm	365 - 530 (14,4 - 20,9)
Ângulo do joelho*	°	10 - 86
Compensação máxima de comprimento	mm	180 (7,1)
Ângulo do tornozelo	°	+20 até -20
Altura dos apoios de gêmeos	mm	90 (3,5)
Largura dos apoios de gêmeos	mm	350 - 430 (13,8 - 16,9)
Apoio para a perna padrão (conjunto)		
Comprimento inferior da perna (com almofada de assento comprimida)	mm	360 - 530
Ângulo do joelho*	°	70
Ângulo do tornozelo	°	0 - 180
Apoio para as pernas de elevação manual e elétrica (conjunto)		
Comprimento inferior da perna (com almofada de assento comprimida)	mm	360 - 540
Ângulo do joelho*	°	10 - 80
Ângulo do tornozelo	°	0 - 180
Altura dos apoios de gêmeos	mm	120
Apoio de cabeça		
Altura do apoio para a cabeça (memória)	mm	170
Profundidade do apoio para a cabeça	mm	180
Ângulo vertical do apoio para a cabeça	°	-45 - 45
Largura do apoio para a cabeça, apoio para a cabeça padrão (opção)	mm	-20 - 20
Largura do apoio para a cabeça, apoio para a cabeça de largura ajustável (opção)	mm	-110 - 110
Suporte do controlador		
Altura do suporte do controlador	mm	60

* = 0° pernas para a frente e 90° = pernas em ângulo reto para baixo

Descrição	Unidade	Valores
Profundidade do suporte do controlador	mm	35
Afastamento do suporte do controlador		
Altura do suporte do controlador	mm	50
Profundidade do suporte do controlador	mm	35
Ângulo de posição do controlador	°	0 - 45
Barra para empurrar		
Altura da barra para empurrar	mm	185
Hemiplegia		
Ângulo do apoio para braços com hemiplegia (opção)	°	0 - 45
Apoio de retenção		
Altura do apoio de retenção	mm	60 - 120
Profundidade do apoio de retenção	mm	60 - 110
Apoio torácico		
Largura do apoio torácico	mm	-60 - 0
Altura do apoio torácico	mm	200 - 400
Profundidade do apoio torácico	mm	20 - 70

* = 0° pernas para a frente e 90° = pernas em ângulo reto para baixo

10 Etiquetas

10.1 Indicações no sistema de assento

Indicações utilizadas no sistema de assento (figura 82):

1. A cadeira de rodas não deve ser levantada pela estrutura dos apoios para braços, e/ou pelos apoios para as pernas.
2. A estabilidade da cadeira de rodas é influenciada pelo ajuste do centro de gravidade do sistema de assento. Esse tipo de ajustes só deve ser feito por profissionais.

1



2



11 Provisões da garantia

As provisões da garantia e de responsabilidade aplicáveis ao sistema de assento são idênticas aquelas incorporadas no manual da cadeira de rodas.

( Cadeira de rodas)

ES / PT
Sunrise Medical S.L.
Polígono Bakiola, 41
48498 Arrankudiaga – Vizcaya
España
T: +34 (0) 902142434
E: marketing@sunrisemedical.es
www.SunriseMedical.es



NL
Sunrise Medical HCM B.V.
Vossenbeemd 104
5705 CL Helmond
The Netherlands
T: +31 (0)492 593 888
E: customerservice@sunrisemedical.nl
www.SunriseMedical.nl
www.SunriseMedical.eu (International)

Negociante / distribuidor:

Número de série:



OM_Sedeo_Pro_EU_PT_RevA_2016_10_18

