

Almofada Jay Balance

Rev.2 Setembro 2020

| Facturado a: | | Enviad | o a: | | |
|--------------------------|----------------|-----------|-------------|----------------|--|
| Nome: | | Nome: | | | |
| Morada: | | Morada | a: | Código postal: | |
| Localidade: | Código postal: | Localid | lade: | | |
| E-Mail: | | E-Mail: | | Fax: | |
| Tel: | Fax: | Tel: | | | |
| Nota de encomenda: | | □ Е | □ Encomenda | | |
| Nº de pedido de Sunrise: | |)rçamento | | | |
| | | | | | |

Os preços abaixo referidos são Preços de Venda ao Público Recomendados sem IVA

Almofada Jay® Balance

Base de espuma com contornos, multi capa

Opções de enchimento da cavida: Fluído (Cryo ou Jay standard) e Ar (1 ou 2 válvulas) para favorecer a imersão na almofada e acomodar necessidades posturais

Cunhas de posicionamento disponíveis

2 Fundas: Funda Interna impermeável de serie e 3 opções de Funda Externa:

Microclimática, Incontinência ou Elástica

Peso máx utilizador:

150 kg (largura da almofada 34 a 50 cm) 225 kg (largura da almofada 56 a 60cm)

Peso utilizador: kg

Tipo de Utilizador - Indicações Clínicas:

Paciente com risco alto ou elevado de escaras

Proporciona excelente estabilidade pélvica com/sem posicionamento dos membros inferiores(cunhas abd/add e suporte pélvico) Indicado em utilizadores incapazes de se reposicionarem ou de realizarem independentemente as mudanças de peso

Almofada Jay Balance com FLUÍDO JAY ou AR: (com/sem Kit de posicionamento)

Largura

Almofada Jay Balance com FLUÍDO CRYO (com/sem Kit de posicionamento)

685,45€

725,00€

Siga os seguintes passos para obter a referência da almofada Jay Balance. Todas as referências de almofadas Jay Balance deve começar por JBALC

PASSO 1 PASSO 2 PASSO 3 PASSO 4 PASSO 5

| | | | 111000 | . , | | |
|----------------------|---------|----------|------------|-------|---------------|-------|
| JBALC | 40 | 42 | FL | М | Р | EU |
| Almofada Jav Balance | Largura | Profund. | Enchimento | Funda | Kit Posiciona | mento |

Exemplo: JBALC4042FLMPEU

Almofada de 40 cm de largura x 42 cm de profundidade, com fluído, funda Microclimática e kit de posicionamento


PASSOS 1 E 2 - LARGURA E PROFUNDIDADE


Almofada Jay Balance

Selecione largura e profundidade da almofada

Largura da almofada

| | cm | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | 46 | 48 | 50 | 56 | 60 |
|--------------|---------------------------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|----|
| | 34 | 0* | | | | | | | | | | |
| | 36 | 0* | 0* | 0* | | | | | | | | |
| а | 38 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| fad | 40 | O, | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | | | | | |
| almofada | 42 | 0* | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| | 44 | | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | |
| e da | 46 | | 0* | 0* | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ade | 48 | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| did | 50 | | | | | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Profundidade | 56 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| Prc | 60 | | | | | | | | | | 0 | 0 |
| | Tamanho cavidade (PLA) | | Α | | | | В | | | | С | |





Anote, por favor, aqui a largura e profundidade da almofada que deseia

^{*} Tamanhos não disponiveis com Fluído Cryo. Disponiveis com fluído Jay ou ar

| Almofada JAY© BALANCE | | | | |
|--|----------------------------------|--|----------------------------------|--|
| PASSO 3 - Enchimento par | a a Ondulada PÉLVIC <i>A</i> | \ (PLA)* | | |
| Selecione bolsa de fluído Standa | ard (FL), bolsa de fluído | o CRYO (CFL) ou bolsa de ar | de 1 válvula (AS) ou d | |
| Bolsa de FLUÍDO | | | | PASSO 3 Enchimento Ondulada |
| ☐ Bolsa de FLUÍDO Standard | (FL) | | | Enominente ondudada |
| ☐ Bolsa de FLUÍDO CRYO | (CFL) | Bolsa de Fluído - FL | Bolsa de Fluído CRYO | - CFL |
| | | 1 400 | 1400 | |
| Bolsa de AR: | | | T XXXX | |
| ☐ Bolsa de AR de 1 válvula ** | (AS) | | | Anote FL para opção de fluido Standard, CFL para fluído CRYO, |
| Bolsa de AR de 2 válvulas** ** Inclui instruções, bomba de ar e kit de rej | (AD) paração | Ar de 1 válvula - AS | Ar de duas válvulas - AD | AS para ar de 1 válvula ou AD para ar de 2 válvulas |
| * O tamanho da bolsa estabelecerá automa | - | nho da ondulada (PLA) corresponder | nte ao tamanho da almofada | (ver quadro na primeira página) |
| PASSO 4 - FUNDA EXTERIO | OR | To | odas as almofadas são forned | idas com uma funda interior resistente à ág |
| Selecione o tipo de funda exterio | or: Microclimática (M), l | Elástica (S) ou Funda de Inco | ontinência (I) | PASSO 4 |
| □ Formula M2 | (BA) | | | FUNDA EXTERIOR |
| ☐ Funda Microclimática ☐ Funda Elástica | (M) (S) | | | |
| ☐ Funda de Incontinência | (I) | | | Anote M para Funda Microclimática, |
| - Tunda de modritimonola | (4) | | | S para Funda Elástica ou I para Funda de Incontinência |
| PASSO 5 - KIT DE POSICION | AMENTO (OPÇÃO)* | | | |
| O kit inclul: 1 Cunha abdutora de 2.5 cm, I 1 Cunha abdutora de 2.5 cm, I 1 Cunha abdutora de 2.5 cm (I 1 Suporte Pélvico de 2.5 cm, I 1 Suporte Pélvico de 2.5 cm, I | Direita unidade) Esquerdo | Suporte Pélvico | | |
| | | esquerdo | . | |
| Suporte Pélvico dir | | | Cunha abdutora esquerda An | PASSO 5 KIT POS. ote P se deseja o kit de posicionamento. |
| Cuni | na abdutora direita | Cu | | não pelo contrário deixe este espaço em branco . |
| *) Se seleciona o kit de posicionamento, a a | almofada é enviada com uma i | funda interior especial para acomodar | r estes acessórios. | |
| Referência almofada JAY I | Balance | | | |
| | | | omentários | |
| Anote aqui a referência da almof JBALC PASSO 1 PASSO 2 PA | | EU PASSO 5 | | |
| Englars simonts - | | | | |
| Esclarecimentos Não é necessário selecionar o tipo de funda | a interior an realizar a padida | esta se enviará segundo o suo solocâ | ăo: fluido ou ar a com ou cor | n esnaco nara acomodar os coossórios |
| de posicionamento. | a michor ao realizar o pedido, (| esia se eriviara seguriuo a sua seleça | o. nalao ou ar, e com ou sen | n espaço para acomouar os acessorios |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |
| | | | | |

 Almofada Jay Balance - Preço base
€
 Para visite

 Preço acessórios
€
 www.

 Preço total
€
 © Su

Para mais informação visite a nossa pág. Web www.SunriseMedical.pt © Sunrise Medical 2020 2/4

| Almofada JAY© E | BAL | ANCE | | | | | | |
|--|--|---|--|--------------------------------------|----------------------|--|--|--|
| REPOSIÇÕES | | | | | | | | |
| Base da almofada Por favor indique na referência a largura e profundidade da almofada | | | | | | | | |
| BJBALCEU | | Base de espuma Jay Balance | | | 321,23 € | | | |
| mportante: Indique na referência a largura e profundidade da base. Exemplo: referência base BJBALC3438EU <almofada cm="" cm<="" largura="34" prof="38" td=""></almofada> | | | | | | | | |
| Funda exterior | _ | | | | | | | |
| CJBALCSEU | To hard margar har old of hard a profundada da aminolada | | | | | | | |
| CJBALCMEU | | Funda microclimática para almofada com fluído Star | | | 128,48 € 128,48 € | | | |
| CJBALCIEU | | Funda de Incontinência para almofada com fluído Sta | | | 128,48 € | | | |
| CCJBALCSEU | | Funda elástica para almofada com fluído CRYO | | | | | | |
| CCJBALCMEU | | Funda microclimática para almofada com fluído CRY | O | | 128,48 € 128,48 € | | | |
| CCJBALCIEU | | Funda de Incontinência para almofada com fluído CF | | | 128,48 € | | | |
| mportante: Indique na | ref ^a i | argura e profundidade da almofada para o qual deseja a funda Ex. | : refª funda CJBALC3438SEU <alm< td=""><td>ofada largura=34 cm prof=38 cm</td><td></td></alm<> | ofada largura=34 cm prof=38 cm | | | | |
| Funda interior | Por | favor indique na referência a largura e profundidade da almofada | | | | | | |
| CIFLJBALC EU | | Funda interior para almofada com fluído Standard ou | CRYO | | 90,47 € | | | |
| CIFLPJBALCEU | П | Funda interior para almofada com fluído Standard ou | CRYO e kit de posicioname | ento | 90,47 € | | | |
| CIAJBALCEU | | Funda interior para almofada com ar | · | | 90,47 € | | | |
| CIAPJBALCEU | | Funda interior para almofada com ar e kit de posicior | namento | | 90,47 € | | | |
| mportante: Indique na | ref ^a i | argura e profundidade da almofada para o qual deseja a funda Ex. | : refª funda CJBALC3438SEU <alm< td=""><td>ofada largura=34 cm prof=38 cm</td><td></td></alm<> | ofada largura=34 cm prof=38 cm | | | | |
| Base sólida de ma | adei | ra | | | | | | |
| JSI | | | iras com assento de tecido. Indique | e largura e profundidade da almofada | 46,81 € | | | |
| | _ | ência a largura e profundidade da base Exemplo: referência base . | JSI3438 <almofada cm="" largura="34" td="" <=""><td>orof=38 cm</td><td></td></almofada> | orof=38 cm | | | | |
| JB114 | | Cunha ajuste ângulo, 4 cm | | | 53,94 € | | | |
| Bolsas de fluído e | , ho | sas do ar (1) | | , | | | | |
| PLA A | , 50 | sas de ai (1) | | | | | | |
| FLJBALCAEU | | Bolsa de Fluído | | | 484,00 € | | | |
| J3CSAASEU | | Bolsa de Ar de 1 válvula | | | 484,00 € | | | |
| J3CSAADEU | | Bolsa de Ar de 2 válvulas | | | 484,00 € | | | |
| PLA B | | | | 1 | | | | |
| FLJBALCBEU | | Bolsa de Fluído | | | 484,00 € | | | |
| CFLJBALBEU | | Bolsa de Fluído CRYO | | | 520,00€ | | | |
| J3CSBASEU | | Bolsa de Ar de 1 válvula | | | 484,00 € | | | |
| J3CSBADEU | | Bolsa de Ar de 2 válvulas | | | 484,00 € | | | |
| PLA C | | | | | | | | |
| FLJBALCCEU | | Bolsa de Fluído | | | 484,00 € | | | |
| CFLJBALCEU | | Bolsa de Fluído CRYO | | | 520,00 € | | | |
| J3CSCAS | | Bolsa de Ar de 1 válvula | | | 484,00€ | | | |
| J3CSCADEU | | Bolsa de Ar de 2 válvulas | | | 484,00 € | | | |
| CUNHAS DE POS | ICIO | NAMENTO JAY BALANCE (1) Pro | fundidade 34 a 40 cm | Profundidade 42 a 60 cm | PVP | | | |
| Cunha abdutora de | 2.5 | cm, Esquerda | ☐ JBALCLTLH-S | ☐ JBALCLTLH | 53,94 € | | | |
| Cunha abdutora de | e 2.5 | cm, Direita | ☐ JBALCLTRH-S | ☐ JBALCLTRH | 53,94 € | | | |
| Cunha abdutora de | 2.5 | cm (unidade) | ☐ JBALCMT-S | ☐ JBALCMT | 64,48 € | | | |
| Suporte Pélvico de | | • | ☐ JBALCLPLH-S | ☐ JBALCLPLH | 53,94 € | | | |
| Suporte Pélvico de | | | ☐ JBALCLPRH-S | ☐ JBALCLPRH — | 53,94 € | | | |
| Kit de posicioname | ento | completo (contém uma cunha e suporte de cada) | ☐ JBALCPKIT-S | ☐ JBALCPKIT | 167,25 € | | | |
| | | turo o tipo de enchimento da almofada (de fluído a | | ar ou retirar os acessórios o | le | | | |
| posicionamento r | тесе | ssitará também em consequência substituir a fun | da interior da almofada. | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | | | | | |
| | | | | Para mais informaç | ção | | | |
| | | | | visite a nossa pág. \ | | | | |
| | | | | www.SunriseMedical 20 | | | | |
| | | | | © Sunrise Medical 20 | JZU 3/4 | | | |

Almofada JAY© BALANCE

CUNHAS DE OBLIQUIDADE PÉLVICA JAY BALANCE

PVP

Selecione 1 ou 2 cunhas de obliquidade pélvica por lado, em função do nível de correção necessário. As cunhas têm um sistema de fixação, pelo que podem aplicadas em simultâneo (um máximo de 2). As cunhas de obliquidade pélvica podem-se aplicar da seguinte forma:

- Para cavidades A: selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA A (dir. ou esq.) -e uma de tamanho B (dir. ou esq.) se fosse necessário
- Para cavidades B, selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA B (dir. ou esq) e uma de tamanho C (dir. ou esq) se fosse necessário
- Para cavidades C, selecione a cunha de obliquidade pélvica para PLA C (dir.ou esq.) e uma de tamanho D (dir. ou esq.) se fosse necessário Por favor, tenha em conta que a cunha de obliquidade extra tamanho D só se pode pedir com a C, de contrário não encaixa na PLA

| JBALCOP-ALH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho A | | 53,94 € |
|-------------|--|--|---------|
| JBALCOP-BLH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho B | | 53,94 € |
| JBALCOP-CLH | Cunha de obliquidade (esquerda) para PLA tamanho C | | 53,94 € |
| JBALCOP-DLH | Cunha de obliquidade extra tamanho D (esquerda). | Para sobrepor as cunhas de obliquidade PLA tamanho C | 53,94 € |
| JBALCOP-ARH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho A | | 53,94 € |
| JBALCOP-BRH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho B | | 53,94 € |
| JBALCOP-CRH | Cunha de obliquidade (direita) para PLA tamanho C | | 53,94 € |
| JBALCOP-DRH | Cunha de obliquidade extra tamanho D (direita). | Para sobrepor as cunhas de obliquidade PLA tamanho C | 53,94 € |
| | | | |

Nota: As almof.ou fundas interiores anteriores a Fev. 2017 não possuem os velcros necessários para acoplar as cunhas de obliquidade pélvica.